

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU SCULPTOR IV

Fréquence :	40 KHz, 1 MHz
Technologies :	Ultrasons, radiofréquence, vide
Puissance :	1 x 40 KHz pour la cavitation 1 x 1 MHz pour les ultrasons 1 pour le vide 4 x plaques d'ultrasons 1 x radiofréquence multipolaire + LED 635 nm 1 x radiofréquence bipolaire pour la face et le cou
Ecran :	10,4" tactile
Tension :	100 VAC - 240 VAC, 50Hz/60Hz
Dimensions :	130 x 52 x 52 cm
Poids :	75 Kg
Couleur :	Blanc

■ 4 LIFE MEDICAL C'EST :

- 1 journée de formation
- Les protocoles adaptés aux technologies, tous les formulaires de suivi, de consentement, etc.
- Le support marketing (affiche, vidéo, flyers ).
- Un contrat de maintenance optionnel garantissant une intervention dans les plus brefs délais avec mise à disposition d'une machine de remplacement.
- Location sur 72 mois avec option d'achat.

4 LIFE MEDICAL LINE Ltd  
408 E 23rd St.  
Cheyenne, WY 82001  
USA  
Tel : +1 307 222 49 08  
www.4life-medical-line.com

4 LIFE SA  
74, rue Ermesinde  
L-1469 Luxembourg  
Tel : +352 27 62 30 90  
www.4life-sa.lu

4 LIFE SARL  
25, rue de Ponthieu  
F-75008 Paris  
Tel : +33 1 53 76 21 17  
www.4lifefrance.fr

4 LIFE BELGIUM SPRL  
380, chaussée de Bruxelles  
B-1410 Waterloo  
Tel : +32 2 351 13 47  
www.4lifebelgium.be

4 LIFE SUISSE SARL  
13, rue Ferdinand Hodler  
CH-1207 Genève  
Tel: +41 22 700 91 22  
www.4lifesuisse.ch



Sculptor IV™

Une plateforme de radiofréquence, d'ultrasons, de cavitation et de vacuum



## ■ LE SCULPTOR IV : 4 TECHNOLOGIES POUR UN MAXIMUM DE RESULTATS

1. La radiofréquence bipolaire
2. La cavitation par ultrasons
3. Les ultrasons focalisés
4. Le vide (vacuum)

## ■ 2 POSSIBILITES DE TRAITEMENTS :

### ● La remise sous tension de la peau, effet lifting grâce à la Radiofréquence :

- |   |             |
|---|-------------|
| - Contour des yeux : rides, ridules, poches, cernes | - Décolleté |
| - Contour de la bouche : rides et ridules           | - Bras      |
| - Ovale du visage                                   | - Cuisses   |
| - Remise sous tension du visage                     | - Fesses    |
|   | - Genoux    |

### ● La destruction et élimination des cellules grasses, peau d'orange et cellulite grâce à la cavitation par ultrasons

- |           |                             |          |
|-----------|-----------------------------|----------|
| - Ventre  | - Fesses                    | - Genoux |
| - Hanches | - Bras                      |          |
| - Cuisses | - Bourrelets gras localisés |          |

## ■ COMMENT CA MARCHE ?

### ● La Radiofréquence Bipolaire

L'utilisation de la radiofréquence produit une lésion thermique contrôlée sur les fibres de collagènes qui vont se rétrécir et s'épaissir de façon immédiate, d'où un effet lifting instantané.

Au fur et à mesure des séances, ces lésions thermiques contrôlées vont produire du collagène neuf, de l'élastine et une stimulation des fibroblastes pour un effet tenseur instantané et durable (plusieurs semaines).

Une séance d'entretien toutes les 4 ou 5 semaines est nécessaire pour entretenir ce processus.

### ● La Cavitation par ultrasons

Cette technologie remplace aujourd'hui la liposuction et les techniques de lipolyse interdites. La cavitation détruit la cellule grasse (adipocyte) à raison de 20 % par séance.

La cavitation crée des microbulles à l'intérieur de l'adipocyte qui vont osciller et créer une pression contre la membrane de l'adipocyte qui va ainsi se rompre et libérer le liquide adipeux dans l'espace interstitiel.

Le contenu des cellules adipeuses et les déchets sont alors transportés et éliminés par les voies naturelles.

Il en résulte une destruction efficace des graisses et la réduction de la couche de tissu sous-cutané

Faire suivre un traitement de cavitation par un traitement de Radiofréquence permet d'augmenter les résultats et l'élimination des déchets.

### ● Les ultrasons focalisés

Les ultrasons sont très intéressants, car la technique n'est pas invasive, on agit depuis l'extérieur sur les zones grasses.

Les ultrasons focalisés de haute densité sont des ultrasons, qui par effet thermique exercent une lésion sur les adipocytes provoquant leur résorption progressive en 2 à 3 mois. Cette technique peut être utilisée sur l'ensemble de l'abdomen si le pli à «effacer» est d'au moins 2,5 cm.

### ● La technologie par le vide

Cette technologie est spécifique à certains traitements de la peau incluant, le drainage lymphatique, les rides, le rajeunissement de la peau, la remise sous tension de la peau, le lifting, la stimulation et l'activation pour éliminer la masse grasseuse.

C'est la méthode optimale pour accroître la circulation sanguine et lymphatique afin d'améliorer la santé des tissus et diminuer oedème et congestion

## ■ AVANTAGES DU SCULPTOR

- Répond à une demande croissante de la clientèle :
  1. traiter le relâchement cutané, enlever les marques de fatigue, repulper et relisser la peau sans chirurgie ou injections.
  2. Eliminer la graisse, la cellulite et la peau d'orange sans chirurgie.
- Non invasif
- Indolore
- Lifting effet 100 % naturel
- Résultats immédiats
- Manipulation aisée permettant de déléguer facilement
- 2 technologies sur une même machine
- Seuil de rentabilité mensuel rapidement atteint (7 séances de cavitation ou RF couvrent votre mensualité de leasing).
- Pas de consommable.

## LES ACCESSOIRES

