

Lumiled

1.334 LED

Main libre, délégation facile
Athermique, sans risque, sans effet secondaire
Pas de contre-indication de couleur de peau
Programmation par le praticien




Données techniques :

- Super Intense SI LED 1334 LED - 30 mA
(627 LED rouges, 627 LED jaunes, 80 NIR)
- Longueur d'onde Jaune 590 nm +- 4 nm
Rouge 630 nm +- 3 nm
NIR (proche infra-rouge)
- Energie Variable, Max 126,66 joules/cm²
- Fréquence d'impulsion Jusqu'à 100 Hz
- Intensité Variable à 100%
- Onde puissance 1 s - 30 s
- Temps de traitement 1 min - 30 min
- Surface des LED 775 cm²
- Programmes 8 programmes
- Refroidissement 2 ventilateurs visage
- Display LCD Ecran «Touch Screen»
- Langues 9 (anglais, espagnol, russe, français, japonais, allemand, chinois, coréen, arabe)
- Mobilité portable avec un bras multi-positions
- Electricité 110 V / 220 V 50-60 Hz 12 V/BA

LED jaunes
Réjuvénation

LED rouges
Cicatrisation

LED rouges + jaunes
Cicatrisation + Réjuvénation



Quelques exemples en photos :

Elimination des cicatrices



Elimination des vergetures



Traitement de l'acné



4 LIFE MEDICAL LINE Ltd
408 E 23rd St.
Cheyenne, WY 82001
USA
Tel : +1 307 222 49 08
www.4life-medical-line.com

4 LIFE SA
74, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
Tel : +352 27 62 30 90
www.4life-sa.lu

4 LIFE SARL
25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris
Tel : +33 1 53 76 21 17
www.4lifefrance.fr

4 LIFE BELGIUM SPRL
380, chaussée de Bruxelles
B-1410 Waterloo
Tel : +32 2 351 13 47
www.4lifebelgium.be

4 LIFE SUISSE SARL
13, rue Ferdinand Hodler
CH-1207 Genève
Tel : +41 22 700 91 22
www.4lifesuisse.ch

La Beauté et le Bien-Etre n'ont pas d'âge

La puissance de la lumière
au service du rajeunissement cellulaire

YOUR PARTNER IN LASER THERAPY

YOUR PARTNER IN LASER THERAPY

YOUR PARTNER IN LASER THERAPY

LumiledBed

1.800 Watts de LED super intense

Traitement complet du corps en
1 seule séance de 15 minutes

Données techniques :

- 13.728 LED Rouge
- Puissance : 1.800 W
- Sans effet thermique
- Minuterie
- Compteur de temps global
- Non opérateur dépendant
- Voltage : 230 v
- Poids 125 Kg
- Dimensions 90 x 100 x 185 cm



TRAITEMENTS : DERMATOLOGIQUES

- ulcères
- brûlures
- plaies
- eczéma
- psoriasis
- kystes sacrococcygiens
- baso C
- maladie de Bowen
- cicatrisation post-opératoire
- acné inflammatoire
- post laser
- physiothérapie.

ESTHETIQUES

- vergetures (anciennes et nouvelles), même dépressives : jusqu'à 90% d'amélioration,
- cicatrices (anciennes et nouvelles),
- cicatrices chéloïdes
- cicatrices d'acné,
- acné,
- chute des cheveux, repousse capillaire,
- améliore la qualité de la peau : souplesse, élasticité, grain de peau, etc ...



Lumiled.I

1.260 LED

Main libre, délégation facile
Athermique, sans risque, sans effet secondaire
Pas de contre-indication de couleur de peau

Données techniques :

- Contrôle digital
- Bras articulé
- LED : Rouge (R), Jaune (J), Proche de l'infrarouge (NIR)
- 6 programmes : R, J, NIR, R+J, R+NIR, J+NIR
- Puissance : LED R : 40 mW/LED
LED J : 40 mW/LED
LED NIR : 40 mW/LED
- Fréquence : 0 - 110 Hz
- Durée du traitement : 1-60 minutes
- Zone de traitement : 50 X 20 cm
- Nombre de LED : 1260 LED
- Poids : 15 kg
- Dimensions : 45 x 32 x 92 cm

PHYSIOTHERAPIQUES

- les tendinopathie,
- l'épicondylite latérale (tennis elbow),
- les entorses ligamentaires,
- les tensions musculaires,
- les blessures de stres répétitifs,
- la chondromalacie des rotules,
- la fasciite plantaire,
- la polyarthrite rhumatoïde,
- l'arthrose,
- douleur à l'épaule, au dos et au genou,
- les cicatrices,
- les blessures post-traumatiques

- la névralgie du trijumeau,
- la fibromyalgie,
- la neuropathie diabétique,
- les ulcères veineux,
- ulcères du pied diabétique,
- les brûlures,
- les blessures sportives,
- les blessures liées au travail,
- amélioration des problèmes lymphatiques,
- la restauration et le renforcement d'un nerf,
- amélioration du muscle ou du cartilage endommagé.

Lumiled.II

2.520 LED

Main libre, délégation facile
Athermique, sans risque, sans effet secondaire
Pas de contre-indication de couleur de peau
Programmation par le praticien

Données techniques :

- Ecran tactile 10,4"
- Bras articulés
- LED : - Bras 1 : Rouge (R), Jaune (J), Proche de l'infrarouge (NIR)
- Bras 2 : Rouge (R), Jaune (J), Bleu (B)
- 10 programmes : - Cicatrice nouvelle
- Cicatrice ancienne
- Anti-âge peau claire
- Anti-âge peau foncée
- Lésions de la peau
- Stimulation des cheveux
- Perte de cheveux
- Vergetures rouges
- Vergetures blanches
- Programme libre à enregistrer sur clé USB
- Puissance : LED R : 40 mW/LED
LED J : 40 mW/LED
LED NIR : 40 mW/LED
LED B : 40 mW/LED
- Fréquence : 0 - 110 Hz
- Durée du traitement : 1-60 minutes
- Zone de traitement : 50 X 20 cm
- Nombre de LED : 1260 LED x 2
- Poids : 41 kg
- Dimensions : 100 x 57 x 64 cm



YOUR PARTNER IN LASER THERAPY

YOUR PARTNER IN LASER THERAPY

YOUR PARTNER IN LASER THERAPY